

## Morphin-Urintest (MOP) – Packung mit 25 Tests

Reference: P9262



Schachtel mit 25 **Urintests zum Nachweis von Morphin**, mit denen innerhalb weniger Minuten das Vorhandensein dieser Substanz im Körper eines Patienten nachgewiesen werden kann. Diese Drogentests unterliegen strengen Qualitätskontrollen, um Ihnen eine hervorragende Qualität und echte Zuverlässigkeit zu garantieren.

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 38220000

Länge: 13 cm

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 247 g

Produktverpackung: Karton

Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: Etape 1 : Collecter une partie de l'urine du patient dans un flacon. Etape 2 : Laisser reposer le sachet en aluminium à température ambiante avant de l'ouvrir. Retirer le test de son emballage et l'utiliser instantanément. Etape 3 : Apposer 3 gouttes de l'urine dans chaque puits. Etape 4 : Lire le résultat après 5 minutes. Ne plus tenir compte de l'apparition d'une bande au delà de 10 minutes.



Morphin ist ein starkes Schmerzmittel aus der Klasse der Opiode, die natürliche Derivate des Opiums sind. Es wird in der Medizin zur Behandlung von akuten oder chronischen starken Schmerzen eingesetzt. Aufgrund seiner psychoaktiven Wirkung und seines hohen Suchtpotenzials wird es jedoch auch zu

Freizeit Zwecken oder ohne ärztliche Verschreibung konsumiert. Damit stellt es ein Problem für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit dar, insbesondere am Arbeitsplatz.

Der Name „Morphin“ leitet sich vom griechischen Gott Morpheus ab, da es bereits bei seinen ersten therapeutischen Anwendungen eine stark sedierende Wirkung zeigte. Morphin wird oral, injizierbar oder in Form von Zäpfchen verabreicht, wirkt innerhalb von etwa einer Stunde und hält in der Regel drei bis vier Stunden an. In seiner reinen Form ist es ein weißes, wasserlösliches Pulver.

Morphin ist als Betäubungsmittel eingestuft und unterliegt strengen Vorschriften. Unkontrollierter oder missbräuchlicher Konsum kann zu schwerer körperlicher und psychischer Abhängigkeit sowie zu zahlreichen Nebenwirkungen führen: kognitive Veränderungen, Störungen der motorischen Koordination, Verlangsamung der Vitalfunktionen, schwere Verstopfung und das Risiko einer tödlichen Überdosierung.

Im beruflichen Umfeld stellt der Konsum von Morphin, selbst wenn es verschrieben wurde, ein erhebliches Risiko dar, wenn es darum geht, Maschinen zu bedienen, ein Fahrzeug zu führen oder Aufgaben auszuführen, die Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit erfordern. Es ist daher strengstens verboten, ohne medizinische Begründung unter dem Einfluss dieser Substanz zu fahren, und selbst bei einer verschreibungspflichtigen Behandlung wird davon dringend abgeraten.

Im Sinne der Risikoprävention in Unternehmen, medizinischen Einrichtungen oder Institutionen bieten wir **Urintests zum Nachweis von Morphin** für den ausschließlichen professionellen Gebrauch an. Diese Tests basieren auf der immunochromatographischen Kassettentechnologie und ermöglichen einen schnellen und zuverlässigen Nachweis von Morphin im Urin.

- Auswertung der Ergebnisse in 5 Minuten
- Verpackungseinheit: 25 Kassetten mit Pipetten
- Haltbarkeitsdauer: mehr als 16 Monate
- Hergestellt in Frankreich – CE-Kennzeichnung – Entspricht den europäischen Normen

Unsere Tests unterliegen in jeder Produktionsphase strengen Qualitätskontrollen und sind ausschließlich für Akteure im Bereich der Prävention bestimmt.

Diese **Urintests zum Nachweis von Morphin** werden in ganz Europa ausschließlich an Fachleute im Bereich der Prävention und an Unternehmen vertrieben.