

Urintest auf trizyklische Antidepressiva (TCA) – Packungen mit 25 Tests – CE-zertifiziert

Reference: P9264



Schachtel mit 25 Urintests zum Nachweis des übermäßigen Konsums von TCA im Körper des Patienten.

Unsere CE-konformen Drogentests unterliegen strengen Qualitätskontrollen, um Ihnen eine hervorragende Qualität und echte Zuverlässigkeit zu garantieren.

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 38220000

Länge: 13 cm

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 247 g

Produktverpackung: Karton

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: Etape 1 : Collecter une partie de l'urine du patient dans un flacon. Etape 2 : Laisser reposer le sachet en aluminium à température ambiante avant de l'ouvrir. Retirer le test de son emballage et l'utiliser instantanément. Etape 3 : Apposer 3 gouttes de l'urine dans chaque puits. Etape 4 : Lire le résultat après 5 minutes. Ne plus tenir compte de l'apparition d'une bande au delà de 10 minutes.



Trizyklische Antidepressiva (TZA) gehören zu einer Klasse von Antidepressiva, die regelmäßig zur

Behandlung von Zwangsstörungen, Verhaltensstörungen oder Depressionen eingesetzt werden.

Wie viele andere Arten von Medikamenten werden auch ATZ häufig aus dem legalen medizinischen Kreislauf abgezweigt und von bestimmten Personen missbräuchlich verwendet, insbesondere zum Zweck der Stressreduzierung. Viele Anwendungen ohne ärztliche Überwachung wurden übrigens in der Arbeitswelt, im schulischen und studentischen Umfeld festgestellt, was zu einer starken Abhängigkeit infolge übermäßigen Konsums führt.

Holen Sie sich unsere Urin-Drogentests auf Immunochromatographie-Kassetten, die schnell anzuwenden und einfach zu interpretieren sind.

Verfallsdatum des Tests: mehr als 16 Monate

Auswertungszeit : 5 Minuten

Urintest Version 1 Droge, pro Packung mit 25 Kassetten und 25 Pipetten.

Alle unsere Drogentests werden in Frankreich hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Sie entsprechen vollständig den europäischen Anforderungen und sind mit dem CE-Zeichen versehen, um Ihnen einwandfreie Qualität und Präzision zu garantieren.

Diese Drogentests werden in ganz Europa ausschließlich an Fachleute im Bereich Prävention und an Unternehmen vertrieben.

Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle zur Dauer der Nachweisbarkeit von Drogen. Sie wurde im Februar 2019 von „Santé publique“ veröffentlicht. Beachten Sie, dass die Daten in dieser Tabelle allgemeiner Natur sind und die Dauer der Nachweisbarkeit einer Droge von Person zu Person variiert.