


Urindrogentests Phencyclidin (PCP) – Packungen mit 25 Tests

Reference: P9269



Schachtel mit 25 CE-konformen Urintests zum Nachweis von PCP im Körper des Patienten.

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 38220000

Länge: 13 cm

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 247 g

Produktverpackung: Karton

Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: Etape 1 : Collecter une partie de l'urine du patient dans un flacon. Etape 2 : Laisser reposer le sachet en aluminium à température ambiante avant de l'ouvrir. Retirer le test de son emballage et l'utiliser instantanément. Etape 3 : Apposer 3 gouttes de l'urine dans chaque puits. Etape 4 : Lire le résultat après 5 minutes. Ne plus tenir compte de l'apparition d'une bande au delà de 10 minutes.



Phencyclidin (PCP) ist eine halluzinogene und betäubende Droge, die oft unter dem Namen „Zombie-Droge“ bekannt ist. Ursprünglich wurde PCP als Medikament verwendet, wird jedoch aufgrund seiner erheblichen Nebenwirkungen, die zu Unruhe und starker Verwirrung führen, heute nicht mehr eingesetzt.

Diese Droge hat bereits bei der ersten Einnahme besonders verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit, da in den folgenden Tagen ein heftiges Entzugssyndrom auftritt. Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass der Konsument erneut PCP nimmt oder andere Drogen konsumiert, um den Entzug zu überbrücken.

Diese Droge verdankt ihren Namen bestimmten Ereignissen, die sich in den Vereinigten Staaten zugetragen haben. Aufgrund seiner extrem starken betäubenden Wirkung hat Phencyclidin dazu geführt, dass einige Konsumenten beispielsweise nicht bemerkt haben, dass sie von einer Kugel getroffen wurden oder ein Körperteil verloren hatten.

Der Konsum von Phencyclidin kann den Konsumenten in eine Art Abhängigkeit stürzen, die ihn dazu veranlasst, die Dosis und die Häufigkeit des Konsums zu erhöhen, um die gleiche Wirkung zu erzielen.

Holen Sie sich unsere Urindrogentests immunochromatographische Kassettentests, die schnell anzuwenden und einfach zu interpretieren sind.

Verfallsdatum des Tests: über 16 Monate

Auswertungszeit : 5 Minuten

Urintest Version 1 Droge, pro Schachtel mit 25 Kassetten und 25 Pipetten.

Alle unsere Drogentests werden in Frankreich hergestellt und unterliegen einem sehr strengen Qualitätskontrollverfahren. In völliger Übereinstimmung mit den europäischen Anforderungen tragen sie das CE-Zeichen, um Ihnen eine einwandfreie Qualität und Genauigkeit zu garantieren.

Diese Drogentests werden in ganz Europa ausschließlich an Fachleute im Bereich Prävention und an Unternehmen vertrieben.