

## Barbiturat-Urintest (BAR) – Packungen mit 25 Tests

Reference: P9272



**BAR**

Schachtel mit 25 CE-konformen Urintests zum Nachweis eines übermäßigen Vorhandenseins von Barbituraten (BAR) im Körper des Patienten. Unsere Drogentests unterliegen strengen Qualitätskontrollen, um Ihnen eine hervorragende Qualität und echte Zuverlässigkeit zu garantieren.

Herstellungsland: Frankreich

Lagerbestand verfügbar: Unbegrenzt: Produktion auf Anfrage

Zollcode: 38220000

Länge: 13 cm

Zusammensetzung: Kunststoff

Breite: 17 cm

Höhe: 10 cm

Stückgewicht: 247 g

Produktverpackung: Karton

Verbrauchsdatum: Mehr als 16 Monate

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: Etape 1 : Collecter une partie de l'urine du patient dans un flacon. Etape 2 : Laisser reposer le sachet en aluminium à température ambiante avant de l'ouvrir. Retirer le test de son emballage et l'utiliser instantanément. Etape 3 : Apposer 3 gouttes de l'urine dans chaque puits. Etape 4 : Lire le résultat après 5 minutes. Ne plus tenir compte de l'apparition d'une bande au delà de 10 minutes.



Barbiturate gehören zu den ältesten Beruhigungsmitteln, die verwendet werden. Sie sind für Menschen mit Schlafstörungen oder psychischen Erkrankungen bestimmt, um sie zu beruhigen und ihnen zu einem besseren Schlaf zu verhelfen. Barbiturate wurden später tatsächlich zu einem Medikament zur Behandlung von Angstzuständen, Schlaflosigkeit und epileptischen Anfällen.

Als sie jedoch nach den 1960er Jahren allgemein verbreitet waren, wurden Barbiturate zunehmend missbraucht, insbesondere zur Verringerung von Angstzuständen oder zur Behandlung der Nebenwirkungen illegaler Drogen. Barbiturate können äußerst gefährlich sein, da die richtige Dosierung schwer zu bestimmen ist: Selbst eine leichte Überdosierung von Barbituraten kann zu Koma oder sogar zum Tod des Konsumenten führen. Darüber hinaus machen sie oft süchtig und verursachen lebensbedrohliche Entzugssymptome : Bei einer schweren Überdosierung können diese Substanzen zu einem vollständigen Atemstillstand und damit zum Tod führen.

Kurzfristig können Barbiturate zu Sprachstörungen, verlangsamter Atmung, Lethargie, ständiger Müdigkeit , Desorientierung, Koordinationsstörungen, erweiterte Pupillen, beeinträchtigtetes Urteilsvermögen, häufige Reizbarkeit, leichte Euphorie, Hemmungslosigkeit und starke Schläfrigkeit verursachen.

Langfristig führt der übermäßige Konsum von Barbituraten zu chronischer Müdigkeit, Koordinationsstörungen, Sehstörungen, Benommenheit, verminderten Reflexen, sexuellen Störungen und Atemstörungen .

Holen Sie sich unsere Urindrogentests immunochromatographische Urinteststreifen, die schnell anzuwenden und einfach auszuwerten sind.

Verfallsdatum des Tests: über 16 Monate

Zeit für die Auswertung: 5 Minuten

Urintest Version 1 Droge, pro Schachtel 25 Kassetten und 25 Pipetten.

Alle unsere Drogentests werden in Frankreich hergestellt und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. In völliger Übereinstimmung mit den europäischen Anforderungen tragen sie das CE-Zeichen, um Ihnen eine einwandfreie Qualität und Genauigkeit zu garantieren.

Diese Drogentests werden in ganz Europa ausschließlich an Fachleute im Bereich Prävention und an Unternehmen vertrieben.