

## Gerät zur Gegenuntersuchung von Speicheldrogen (Set mit 25 Stück)

Reference: P8411

Der Speichelsammler wird benötigt, um im Falle eines positiven Drogentests im Speichel ein Gegenprobenverfahren durchzuführen.



Herstellungsland: Vereinigte Staaten

Lagerbestand verfügbar: Verfügbar

Länge: 25 cm

Breite: 19.5 cm

Höhe: 9.5 cm

Stückgewicht: 475 g

Produktverpackung: Karton

Normen und Zertifikate: CE



Der **Speichelsammler** wird benötigt, um im Falle eines positiven Drogentests im Speichel im Rahmen medizinischer, gerichtlicher oder toxikologischer Analysen eine **Gegenuntersuchung** durchzuführen. Er ermöglicht dem Labor, dank seines Auffangsystems genauere Untersuchungen des entnommenen **Speichels** durchzuführen.

- **Stabilität der Drogen:** 30 Tage, außer THC (Rückgang um 25-30 % nach 7 Tagen)
- Stabilität von mehr als 30 Tagen unter gekühlten Bedingungen (für alle Drogen)
- **Drogen** bleiben unter normalen Transportbedingungen stabil

Die angegebenen Preise gelten für Sets mit 25 Einheiten.

Unter dem folgenden Link finden Sie das Verfahren und unsere Empfehlungen für die Durchführung von Speicheltests in Unternehmen.