

Masque chirurgical 2R emballage individuel

Référence P8721



Fournissez à vos collaborateurs un masque chirurgical 2, fabriqué en France. Son emballage individuel facilite et sécurise la distribution du **masque chirurgical**. Fort taux de filtration BFE : 98%.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: Disponible

Dimensions particulières des produits:

Conditionnement : par boîte en carton de 40 pièces, emballées individuellement.

Longueur: 17.5 cm

Quantité par carton: 1600

Composition: Polypropylène

Composition: Viscose

Largeur: 9.5 cm

Poids unitaire: 180 g

Emballage produit: Blister Plastique

Emballage produit: Boîte Carton

Livraison express ? : Oui

Normes et certificats: NF EN 14683+AC

Conseils d'utilisation: Comment porter un masque chirurgical type 2R ? 1. Lavez vous correctement les mains à l'aide de savon et d'eau ou de gel hydroalcoolique. 2. Placez votre masque chirurgical type 2R en le tenant par les élastiques, et placez ces derniers derrière vos oreilles. 3. Assurez-vous que votre masque chirurgical type IRI recouvre bien votre nez, votre bouche et votre menton. 4. Ajustez votre masque chirurgical type IIR grâce à sa barrette nasale. 5. Une fois placé, ne touchez plus votre masque. 6. Avant de le retirer, lavez-vous une nouvelle fois les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. 7. Jetez votre masque chirurgical type 2R dans une poubelle fermée.

Entretien produit: Les instructions de stockage suivantes s'appliquent au produit emballé :

Température ambiante: -20°C à +40°C / Humidité relative: jusqu'à un maximum de 80% / Tenir à l'écart de la saleté, de la poussière et de la lumière directe du soleil. Les masques usagés doivent être éliminés en tant que déchets à risques, si possible conformément aux réglementations locales.

