

## Masque réutilisable AFNOR lavable 100 fois

Référence P9171



Notre masque **AFNOR lavable 100 fois** par l'IFTH présente l'un des coût/utilisation les plus bas du marché. Ce masque UNS1 réutilisable certifié **Oekotex** est doux au contact de la peau afin d'assurer un confort longue durée. L'utilisation de ce masque vous garantit un haut niveau de filtration et de perméabilité à l'air, efficace contre les nouveaux variants de la Covid-19.

Ce masque est conditionné par lot de 800 uniquement. Il n'est donc possible de commander que des multiples de 800.

Pays de fabrication: Asie

Stock disponible: + 400 000 unités

Code douanier: 6307909899

Dimensions particulières des produits: Taille du masque plié: 16,5x8cm Emballage par set de deux masques sous plastique transparent avec notice

Longueur: 16.5 cm

Quantité par carton: 800

Composition: Coton

Composition: Elasthanne

Composition: Polyester

Hauteur: 13.5 cm

Poids unitaire: 10 g

Emballage produit: Polybag

Normes et certificats: AFNOR SPEC S76-001

Conseils d'utilisation: Comment porter un masque UNS1 ? 1. Lavez vous correctement les mains à l'aide de savon et d'eau ou de gel hydroalcoolique.

2. Placez votre masque en le tenant par les élastiques, et placez ces derniers derrière vos oreilles. 3. Assurez-vous que votre masque type 1 recouvre bien votre nez, votre bouche et votre menton. 4. Ajustez votre masque grâce à sa barrette nasale. 5. Une fois placé, ne touchez plus votre masque. 6. Avant de le retirer, lavez-vous une nouvelle fois les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. 7. Mettez votre masque UNS1 en machine.

Entretien produit: Le masque peut être lavé en machine jusqu'à une température de 60°C (cycle de 30 minutes min.), puis séché dans un délai inférieur à 2 heures en tambour, ne pas laisser sécher à l'air libre. Repassage recommandé. Lire attentivement la notice.



Désormais entré dans nos habitudes de vie, le **port du masque** est obligatoire dans la quasi-totalité des situations quotidiennes, et vous, organismes privé ou public, avez l'obligation de fournir à vos collaborateurs/salariés les moyens de protection adéquats.

Notre **masque AFNOR lavable 100 fois certifié Oekotex** est celui qu'il vous faut pour protéger la santé de votre entreprise, association, organisme public, école ...

#### Ses avantages :

- Notre **masque grand public en tissu lavable est réutilisable UNS1**, et **lavable 100 fois** conformément à la norme AFNOR,
- Ce masque **AFNOR réutilisable** possède des propriétés **ultra-filtrantes** et une **excellente perméabilité à l'air** : catégorie UNS1 (Filtration > 90%), efficacité de protection aux aérosols (particules 3 µm) = 98%
- Les **masques en coton Oeko-Tex** conviennent parfaitement aux personnes ayant des allergies ou une peau sensible. Fabriqués dans le respect d'un cahier des charges précis, ils garantissent la sécurité et la qualité de ses composants,
- **Réutilisable et économique**, son utilisation vous permettra de faire un geste pour la planète,
- **Confortable et doux** au toucher, optez pour ce masque en coton Oekotex et protégez votre peau des irritations liées au port du masque
  - Composition : 57% coton, 38% polyester, 5% élasthanne
- Réutilisable et donc plus économique, ce masque a un coût à l'usage à partir de 0.018 € HT.
  - Conditionnement : sachets de 2 masques, pour couvrir une journée complète.

Pour finir, nous vous conseillons d'opter pour un marquage de 3x3cm, pour apposer vos logos sur une zone de marquage visible par tout interlocuteur. Démarquez-vous avec un masque en coton personnalisable, écologique, économique et à votre image !

#### Note d'information sur notre masque réutilisable AFNOR lavable 100 fois :

**Usage :** Le masque barrière conforme AFNOR est conçu pour être réutilisable, et les matériaux utilisés résistent à 100 lavages réalisés à une température minimale de 60°C et un repassage à 120°C. Le masque barrière doit être lavé à chaque fois qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton, que ce soit pendant et après



utilisation. Ne pas réutiliser de masque barrière souillé ou mouillé et ne jamais remettre en place un masque qui a été retiré du visage. La durée du port doit, dans tous les cas, être inférieure à 4 heures sur une seule journée (équivalent d'une demi-journée).

**Important :** Ce masque barrière contre le COVID-19 n'exonère absolument pas le porteur de l'application des gestes barrières qui sont essentiels. Ces masques sont non stériles et à usage "non sanitaire", ils ne remplacent pas un masque normalisé FFP1 ou FFP2.

Masque UNS1 enfant efficace contre les nouveaux variants du Coronavirus

Conformément aux dernières recommandations faites par le Gouvernement, les masques homologués sont plus efficaces contre les nouveaux variants que les masques artisanaux. Ce modèle de masque UNS1 ayant une capacité de filtration bactérienne de 98%, il est conforme aux recommandations du Gouvernement.