

Masque FFP2 bec de canard fabriqué en France

Référence P9573



Le masque bec de canard FFP2 est un excellent moyen de protection contre la covid-19 et ses nouveaux variants (delta, omicron...). Fabriqué en France le masque FFP2 bec de canard possède deux couches filtrantes protégeant son porteur et son entourage d'éventuelles projections bactériennes. Les élastiques se passent derrière la tête.

Conditionnés dans des boîtes de 40 masques, seules des commandes par multiples de 40 sont possibles.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: Disponible

Quantité par carton: 1480

Composition: Meltblown

Composition: Spunbond

Filtration BFE (Barrier Filtration Efficiency): > 94%

Emballage produit: Sans packaging unitaire

Conseils d'utilisation: Comment porter un masque FFP2 bec de canard ? 1. Lavez vous correctement les mains à l'aide de savon et d'eau ou de gel hydroalcoolique. 2. Placez votre masque FFP2 bec de canard en le tenant par les élastiques, et placez ces derniers derrière vos oreilles. 3. Assurez-vous que votre masque ffp2 recouvre bien votre nez, votre bouche et votre menton. 4. Ajustez votre masque ffp2 grâce à sa barrette nasale. 5. Une fois placé, ne touchez plus votre masque. 6. Avant de le retirer, lavez-vous une nouvelle fois les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. 7. Jetez votre masque FFP2 bec de canard fabriqué en France dans une poubelle fermée.

Entretien produit: Interdiction de stockage au soleil. Stocker à l'abri des UV. Stockage dans un lieu protégé. Doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40 °C. Interdiction de stockage dans un lieu humide et à l'abri des intempéries. Doit être stocké dans un local sec où l'hygrométrie est inférieure à 40%. Durée d'utilisation des masques : 5 ans.



Face aux nouveaux variants de la covid-19, comme le variant delta ou omicron, le masque de protection FFP2 bec de canard assure une protection optimale. Utilisé par les professionnels de santé le masque FFP2 bec de canard fabriqué en France protège son porteur des projections de gouttelettes bactériennes mais également son entourage.

Le masque FFP2 bec de canard fabriqué en France est composé de deux couches filtrantes (en meltblown et spunbond) qui sont assemblées par un procédé révolutionnaire appelé « Assemblage par foisonnement ». Une lame d'air vient entre les 2 couches filtrantes. Ainsi la matière n'est pas écrasée comme la plupart des procédés de fabrication classique et permet de mieux respirer tout en gardant la meilleure filtration.

Le masque FFP2 bec de canard est également composé d'une barrette nasale double, appelé pince nez qui permet d'ajuster le masque à la forme du nez, d'éviter aussi les fuites et de réduire la formation de buée sur

les lunettes. Le masque FFP2 bec de canard possède également des fixations occipitales, qui permettent la fixation du masque au visage par un élastique plat double (Séparation manuelle). Celui-ci se passe derrière la tête.

Autres caractéristiques :

- Sans latex non irritant.
- Ne contient ni silicone – ni PVC et aucun colorant azoïque.
- Traitement de surface spécifique favorisant le collage.
- Excellente résistance à la déchirure.
- Formule établie dans le respect de la réglementation REACH.

Conditionnés dans des boîtes de 40 masques, seules des commandes par multiples de 40 sont possibles.