

## 20 Mundstücke für elektronische Alkoholtester

Reference: P9327



Packung mit 20 Einweg-Mundstücken für Alkoholtester elektronische, verwendbar mit ETHYLEC und ETHYWAY. Jedes Mundstück ist einzeln verpackt, um Ihnen optimale Hygiene zu garantieren.

Herstellungsland: China

Lagerbestand verfügbar: + 10.000 Einheiten

Zollcode: 9027900000

Zusammensetzung: Plastique ABS

Stückgewicht: 34.0000

Produktverpackung: Polybag

Produktverpackung: Plastiktüte mit Reißverschluss

Normen und Zertifikate: CE

Anwendungshinweise: L'embout buccal ne peut être utilisé qu'une seule fois.



Wir bieten Ihnen ein Paket mit 20 **Einweg-Mundstücken** an, die perfekt zu den elektronischen Alkoholtestgeräten

**ETHYLEC** und **ETHYWAY** passen.

Diese Mundstücke bieten eine praktische und hygienische Lösung, um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse Ihres elektronischen Alkoholtestgeräts in einem professionellen Umfeld zu gewährleisten.

Jedes Mundstück für elektronische Alkoholtester wird nach strengen Standards hergestellt, um eine präzise Passform und konstante Leistung zu gewährleisten. Sie sind ideal für den häufigen Gebrauch und ermöglichen präzise und zuverlässige Messungen des Blutalkoholgehalts.

Als Fachleute wissen wir, wie wichtig es ist, Ihre Testgeräte sauber zu halten. Daher sind diese Mundstücke leicht austauschbar, sodass jeder Benutzer ein sauberes Mundstück erhält und die



Genauigkeit und Effizienz jedes Tests gewährleistet ist.

Das Rückschlagventil spielt eine wichtige Rolle, da es verhindert, dass die Person, die den Test durchführt, potenziell kontaminierte Luft aus dem Gerät einatmet, die nach einer vorherigen Verwendung darin verbleibt.

Kaufen Sie unser Set mit Mundstücken für elektronische Alkoholtester und stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen für zuverlässige und hygienische Alkoholtests ausgerüstet ist. Vertrauen Sie auf die Qualität und die unserer Mundstücke für elektronische Alkoholtester und gewährleisten Sie die Integrität Ihrer Alkoholtests.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass beim Kauf eines **elektronischen Alkoholtestgeräts** nur 10 Mundstücke mitgeliefert werden (5 Mundstücke beim ETHYWAY Jeune conducteur). Damit Ihnen diese nie ausgehen, sollten Sie sich ein Paket mit zusätzlichen Mundstücken zulegen!