

## Set mit 10 Mundstücken für Alcotest 5000® Dräger

Reference: P9355



Set mit 10 Mundstücken für Alkoholtester 5000® Dräger. Mundstücke für berührungslose Alkoholtester.

Herstellungsland: Deutschland

Lagerbestand verfügbar: Verfügbar

Zollcode: 9027900000

Zusammensetzung: Polypropylen

Stückgewicht: 210 g

Produktverpackung: Polybag

Anwendungshinweise: Pour fixer l'entonnoir : 1.

Retirez l'entonnoir de son emballage 2. Prenez

l'entonnoir par les zones texturées latérales 3. Fixez fermement l'entonnoir au sommet de l'instrument (une seule position est possible).

Pour retirer l'entonnoir : il suffit de tirer sur l'entonnoir en

l'attrapant par les zones texturées latérales.



Die Mundstücke für den Alkoholtester 5000® Dräger sind Mundstücke für berührungslose Tests. Die Mundstückkappe wird auf das Alkoholmessgerät aufgesetzt und dann in einem Abstand von 2 bis 3 cm gehalten, um eine effektive Überprüfung durchzuführen.

Das Alcotest 5000® Dräger ist ein einzigartiges Alkoholmessgerät, mit dem bis zu 12 Personen pro Minute überprüft werden können. Die getestete Person muss in Richtung des Mundstücks blasen. Dieses verhindert jeglichen Rückfluss der ausgeatmeten Luft.

Verpackt in Sets zu je 10 Mundstücken.