


Calibrage éthylotest électronique Ethyway et Ethylec

Référence P9325



**Calibrage éthylotest
Ethyway et Ethylec**

Calibrage des éthylotests électroniques Ethyway et Ethylec. Il est nécessaire de procéder à un calibrage de l'appareil une fois par an pour assurer son bon fonctionnement. Calibrage d'appareil de plus de 5 ans sur devis.

Pays de fabrication: France
Stock disponible: Disponible



Pour assurer les performances optimales de votre éthylotest électronique, n'oubliez pas de procéder à un calibrage une fois par an. Cette étape est primordiale pour que votre éthylotest réponde en permanence aux normes exigées et vous assure une parfaite efficacité. (Calibrage d'appareil de plus de 5 ans sur devis)

Le calibrage de votre éthylotest électronique est une étape qu'il est important de ne pas négliger. En effet, au fil des utilisations les résultats peuvent être faussés et provoquer de lourdes conséquences en termes de sécurité routière. Pour obtenir des résultats fiables en permanence et lutter contre l'insécurité routière, procédez au calibrage de votre éthylotest régulièrement !

Une fois votre achat réalisé, nous vous indiquerons les démarches à suivre pour procéder au calibrage de votre éthylotest.