

Lot de 10 cônes pour alcootest 5000® Dräger

Référence P9355



Lot de 10 cônes pour alcootest 5000® Dräger.
Embouts pour alcootest sans contact.

Pays de fabrication: Allemagne

Stock disponible: Disponible

Code douanier: 9027900000

Composition: Polypropylène

Poids unitaire: 210 g

Emballage produit: Polybag

Conseils d'utilisation: Pour fixer l'entonnoir : 1.

Retirez l'entonnoir de son emballage 2. Prenez

l'entonnoir par les zones texturées latérales 3. Fixez

fermement l'entonnoir au sommet de l'instrument

(une seule position est possible). Pour retirer

l'entonnoir : il suffit de tirer sur l'entonnoir en

l'attrapant par les zones texturées latérales.



Les cônes pour alcootest 5000® Dräger sont des embouts pour dépistage sans contact. L'embout est à placer sur l'éthylotest, puis à maintenir à une distance de 2 à 3 cm pour effectuer un dépistage efficace.

Alcootest unique en son genre, l'alcootest 5000® Dräger permet de dépister jusqu'à 12 personnes par minute. La personne testée doit ainsi souffler en direction de l'embout. Ce dernier empêche tout retour d'air expiré.

Conditionnés par lot de 10 embouts.