

Valise de secours "Membre sectionné"

Référence P9495



Valise de secours "membre sectionné" avec équipement adapté et signalétique incluse.

Pays de fabrication: France

Stock disponible: Disponible

Code douanier: 30065000

Longueur: 24 cm

Composition: Polypropylène

Largeur: 18 cm

Hauteur: 7.5 cm

Poids unitaire: 890 g

Emballage produit: Sans packaging unitaire

Complément trousse de secours: Pochette alvéolée

Complément trousse de secours: Poignée de transport

Type de fermeture: Clips

Signalétique premiers secours ? : oui

Recharge trousse de secours ? : oui



Cette valise de secours "membre sectionné" a été spécialement étudiée et composée pour la récupération d'un membre sectionné - main ou doigts - dans des conditions d'hygiène et de transport optimum. Les supports muraux fournis permettent de les fixer à proximité des endroits stratégiques et notamment à côté des machines à risques.

Cette valise de secours contient :

Paires de gant : Récupération du membre de manière hygiénique

Pochette isotherme à 3 compartiments : Garder le membre sectionné au froid, sans qu'il soit en contact direct avec les poches de froid

Packs de froid instantané : Créent du froid de manière autonome

Coussin hémostatique : Stoppe une hémorragie si nécessaire

Pansements compressifs : Stoppent une hémorragie si nécessaire

Écharpe triangulaire : Soutient le bras blessé

Couverture de survie : Protège le blessé

Feuillet premiers soins spécifique schématisé : Permet très facilement d'utiliser les composants de la valise avec la liste SOS Mains incluse.

Composition de la valise de secours "Membre sectionné" :

1 pochette isotherme pour main ou doigts

Pochette permettant la récupération du membre sectionné comprenant 3 compartiments : 1 pour le



- membre, les 2 autres pour y insérer les packs de froid
- 2 packs de froid instantané
- 1 couverture de survie pour couvrir le blessé si nécessaire
- 1 paire de gants jetable pour récupérer le membre proprement
- 2 pansements compressifs stériles pour compresser la plaie
- 1 écharpe triangulaire pour maintenir le bras blessé
- 1 feuillet explicatif schématisé comprenant les coordonnées des SOS Mains

Pour être conforme à la législation, le matériel de premier secours doit être facilement accessible et doit faire l'objet d'une signalisation. C'est pourquoi ce produit inclut un panneau signalétique imprimé recto / verso ainsi qu'un grippeur adhésif permettant une accroche perpendiculaire au mur.

Ce produit est rechargeable. Pour recharger le contenu, veuillez nous contacter.